

One stop shop for your orthodontic needed



אנו מזמינים אותך לנסות מוצרים חדשים מחברת O2

Maestro® Low Profile Bracket System New

Discover the Precision, Comfort, and Control of the Maestro Bracket

The Maestro Low-Profile Bracket System harmonizes the enduring precepts of classic orthodontic design with state-of-the-art engineering and production practices.



02 סמך חדש באיכות גבוהה, בעל אישור אמ"ר (משרד הבריאות) 3-2247
ובמחיר שקשה לסרב לו.

עכשיו במחיר השקה החל מ-84 ₪ * לסט

Andrews2™ Appliance Orthodontic Science Realized

Building upon the original Straight-Wire Appliance, the Andrews Foundation™, in collaboration with Ortho Organizers®, has developed an improved appliance system which has been through 20 years of research and development. Ortho Organizers is the proud, exclusive manufacturer and distributor of the Andrews2™ Appliance.



מערכת חדשה, סמך מעולה בעל יתרונות אינסופיים 6 Elements הוגה
פילוסופיה מבית Andrews

עכשיו במחיר השקה החל מ-197 ₪ * לסט

NeoLucent® Plus™ Ceramic Bracket New

The Crunch COAT™ Base provides:

- Bond strength comparable to a mesh pad
- Consistent debonding with minimal distress to enamel surface
- Included Bicuspid Hooks



דור חדש של סמך קרמי עכשיו עם טכנולוגיה Crunch coat
שקוף ואסתטי לגמרי.

עכשיו במחיר השקה החל מ-480 ₪ * לסט

Elite Opti-MIM® Mini-Twin® Bracket Nickel Lite

The Elite Opti-MIM Bracket series is one of Ortho Organizers most popular line of brackets.

- Straight arch design feature for an accurate fit on each individual tooth.
- Available in Nickel-Lite® Material for your nickel sensitive patients.
- The base utilizes our micro-etched Grip-LOK® Base for better bond strength



סמך ללא ניקל, ניתן להזמין עם Buccal Tube וחוטים ללא ניקל למטופלים רגישים.

החל מ-98 ₪ לסט

Aesthetic Archwires

Micro-Coated Bio-Kinetix Thermal Archwires

Now made with a whiter coating... the micro-coated thermal Nitium Archwire's entire width is in metal and only the labial side of the wire is coated in bright white to enhance aesthetics.



חוטי BIO KINETIX אסתטיים וטרמאליים, המענה המושלם לסמכי
חרסינה בלתי נראים.

Cu Nitium® Archwires New

Cooper A Natural Transition

Cu Nitium Archwires are truly comparable to Ormco's Copper Ni-Ti™ Archwires* and refined using the most advanced technology for greater treatment predictability and control.



נסה את חוטי הקופר החדשים שלנו המגיעים עם סטופים.

החל מ-168 ₪ לחבילה

Gold Eruption Appliance - Round Rectangular

24k gold plated for max biocompatibility

- 3.5mm diameter flat base
- 80 gauge foil mesh base
- Eyelet welded to base

עינית למשיכת ניבים כלואים מצופה זהב



החל מ-68 ₪ ליח'

D-LX™ Single Pack Archwire System

Bio Kinetix Plus Thermally Activated Nitium

Based on the belief that a smile is optimized by an arch form that displays well-positioned anterior teeth, the first and second bicuspid, and the mesiobuccal surface of the first molars, this broader form archwire helps prevent dark corners in the posterior of the mouth thus presenting a wide smile.



החל מ-128 ₪

* המחירים הינם ללא מע"מ ובהתאם לכמות המוזמנת.

One stop shop for your orthodontic needed

אנו מזמינים אותך לנסות מוצרים חדשים מחברת O2

Carriere® Distalizer™ Appliance New Going from Class II to Class I has never been easier.

- Corrects the posterior occlusion to an ideal Class I platform first by rotating and uprighting the maxillary first molars while distalizing the posterior segment, from canine or premolar to molars, into a perfect occlusion.
- Used at the beginning of treatment when there are no competing forces in the mouth allows the distalization of the molars and premolars from 3 to 6mm range, on average.



אנו שמחים להשיק בישראל את המוצר הפופולארי בעולם בקטגוריית תיקון קלאס II

Nitanium® Palatal Expander²™ Multi-Purpose Finishing Appliance

The Nitanium Palatal Expander² Appliance's action is the result of transition temperature and shape memory. Warmth within the patient's mouth activates movement in the thermal nickel titanium energy wire toward the appliance's pre-programmed shape.

- Thermally-activated Nitanium® for total control eliminating patient's compliance.
- Orthology arms and loops provide adjustability for fine-tuning and finishing.
- No laboratory work is required - available in 10 sizes.



נסה את מכשיר ההרחבה העשוי מטיטניום ללא צורך במעבדה.

Endura® Plus™ by Hu-Friedy

Orthodontic Instruments NEW

Endura Plus Instruments have been designed and manufactured with an attention to detail that will assure enhanced performance and longevity. The care and precision that goes into each and every instrument will ensure a quality you can rely on every time you pick one up!



עכשיו במחיר השקה כל הכלים ב-330 ₪

Twin Force® Bite Corrector Device

Twin Force Bite Corrector is a revolutionary orthodontic intraoral device for the correction of Class II and Class III dental occlusion. Even your most non-compliant patients can make the move to an ideal Class I molar relationship faster with less discomfort.

- Easy to use
- No patient compliance required
- No waiting for the lab to fabricate the appliance
- Comfortable for the patient
- May be used with both extraction and non-extraction cases



קל, חזק ועמיד- עשוי מניקל טיטניום ללא צורך בהכנה מוקדמת

LBB™ Lombardi™ Bionator Bite Appliance

Orthodontic treatment can progress more effectively when you include the LBB Appliance

The LBBTM delivers what many retainers and custom appliances deliver, without the impression, wait, or cost. It will open the bite in deep bite cases, aid in the treatment of TMJ disorders and bruxism, and facilitate tooth movement during orthodontic treatment.



נסה את הביונטור אשר מוכן לשימוש ומוגע חריקת שיניים.

Ultraguard Mouthguards

Ideal for athletes with braces and useful for all sports. These mouthguards help to protect both upper and lower teeth, and help minimize lacerations to lips and cheeks. No boiling or impressions are required. Conforms to NCAA Guidelines. Optional helmet strap is available. (10 per pack)



פנה אלינו למידע נוסף אודות פתרונות לספורטאים ומוזיקאים.

Ortho Kit

פנק את מטופליך בערכה ממותגת עם שמך, הערכה כוללת:

- Orthodontic toothbrush
- Travel Toothbrush
- Interproximal Brush
- Mint Wax
- Floss Threaders
- Mint Floss (15-yard spool)
- Dental Mirror
- Angulated Toothbrush



Reverse Pull Facemask

Especially suitable for the treatment of maxillary insufficiencies, mandibular prognathism, palatal schisis, and hinder-front tractions.

- Made from light weight stainless steel and plastic.
- One size fits all; horizontally adjustable with key and vertically adjustable by bending wire.
- Cushioned forehead and chin cup provides patient comfort.
- Adjustment key and an extra set of pads included.
- Comes in a convenient carrying cases.



מסכות פנים במגוון צבעים לטיפול CLASS III עם נרתיק צבעוני - תוצרת USA.

* המחירים הינם ללא מע"מ ובהתאם לכמות המוזמנת.